

Lightning



De Lightning met achterwielaandrijving is voorzien van een state-of-the-art design die het beklimmen van obstakels makkelijker maakt en een comfortabele rit garandeert. De Lightning heeft uitstekende manoeuvreerbaarheid in kleine ruimtes, een uitschuifbare accuhouder voor eenvoudige bereikbaarheid en is eenvoudig aan te passen op het gebied van elektronica en zitsystemen. Het gestroomlijnde en stijlvolle ontwerp en een standaard snelheid tot 10 km/h zorgen ervoor dat de Lightning vergelijkbare modellen ver achter zich laat.



QUANTUM®

#1 FOR REHAB POWER



| quantumrehab.nl

Specificaties

AANDRIJFWIELEN	14" luchtbanden of massief
ZWENKWIELEN	10" luchtbanden
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 10,6 km/h
BODEMVRIJHEID	102 mm
DRAAICIRKEL ²	756 mm
LENGTE ^{2,5}	1100 mm met beensteunen 910 mm zonder beensteunen
BREEDTE ^{2,5}	635 mm
VERING	Active-Trac ATX met Long Trail arm
ZITSYSTEEM	TB-Flex of TRU Balance 3
ACCU'S ³	2x 55, 62 of 75 Ah
GEWICHT ACCU'S	23 kg per stuk
ACCULADER	8 Amp, extern
BESTURINGSSYSTEEM	VR2
AANDRIJVING	2 motoren, achterwielaandrijving
MAXIMAAL BEREIK PER LAADBEURT	Tot 26,5 km
REMSYSTEEM	Intelligent remsysteem (elektronisch aangedreven schijf parkeerrem)
BELASTINGSGEWICHT ⁴	136 kg
BASIS GEWICHT	58,5 kg (zonder accu's)


1. Afhankelijk van het gebruikersgewicht, type ondergrond, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, besturingssysteem, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van 10%, -5% onderhevig zijn.
2. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ or -) 3%.
3. AGM- of gelceltype vereist. Zie VI. "Accu's en het laden."
4. Gewicht van de accu's kan variëren, afhankelijk van fabrikant.
5. De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van het gekozen zitsysteem en andere onderdelen.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de gesteldheid van de accu en de bandendruk.

Kenmerken

- Uitstekende manoeuvreerbaarheid
- 641 mm breed en 883 mm lang
- Volledig verlichtingspakket
- Swing-away joystick
- Uitschuifbare accuhouder voor eenvoudige bereikbaarheid
- Geschikt voor het volledige assortiment aan Quantum zitsystemen en accessoires

Kleuren



Pride Mobility Products BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039
quantumrehab.nl • info@prideeurope.nl

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



NL_SSQ0010/REVB/02FEB22